

亞 洲 大 學

小型壓力容器（滅菌鍋）定期自動檢查表（每月）

實驗室名稱：					檢查日期	年 月 日	
項次	檢查項目	檢 查 基 準	檢 查 方 法	結 果	改善措施內容	改善追蹤	
一	容器本體	1. 本體無損傷	目視				
		2. 蓋版螺栓完整無鬆動	手動測試				
		3. 表面油漆無脫落	目視				
		4. 鍋蓋外觀是否變形、裂縫	目視				
		5. 門墊圈有無洩漏現象	運轉測試				
		6. 上鎖時鍋蓋是否無法開啟	手動測試				
二	自動控制裝置	1. 各自動裝置應保持堪用功能	操作				
三	附屬裝置	1. 管線無損傷或洩漏	運轉測試				
		2. 各旋閥無損傷或洩漏	目視				
		3. 保溫（冷）設施無缺失或脫落	檢點				
		4. 壓力表正常堪用	運轉測試				
		5. 溫度表正常堪用	檢點				
		6. 溫度控制裝置運作正常	運轉測試				
		7. 已明顯標示最高使用壓力與溫度	目視				
		8. 進出口是否正常進氣排氣	目視				
		9. 電源線是否良好	目視				
四	作業環境	1. 設備附屬之欄杆或平台應牢固	手動測試				
		2. 通道無阻塞	檢點				
五	其他	1. 耐熱手套是否損傷	目視				
說明	※正常請打（✓）；異常請打（×）；不適用請打（-）。 ※檢查結果如有異常，請於備註欄詳填狀況，並立即通知實驗助理或負責老師。 ※由實驗室負責人負責追蹤異常狀況之改善。						

檢查人員簽章：